

## **SKINTACT Easibeat Multifunktionelle Defibrillations-Elektroden**

# Multifunktionelle Defibrillations-Elektroden

für Defibrillation, nicht-invasive Stimulation/ synchronisierte Kardioversion und Überwachung für Erwachsene und Kinder über 8 Jahren (über 25 kg) .

## Optimale Hautanpassung

Die exzellente Haftung zwischen Elektroden und Haut garantiert festen Sitz auf allen Hauttypen :


- ausgezeichnete Wasseraufnahme des Gels ; die Elektroden funktionieren daher auch auf schweissnasser Haut
- minimale Schichtstärken der einzelnen Materialien erhöhen die Flexibilität der Elektroden
- maximale Kontaktfläche bedeutet minimale Impedanzwerte; dies reduziert auch die hermische und mechanische Belastung der Haut.

## Multifunkiton

Die Elektroden brauchen für einen länger andauernden Einsatz nicht abgenommen zu werden. Dies erhöht den Komfort für Anwender und Patienten.

## Pre Connect

Sämtliche Elektroden werden mit externem Anschluss angeboten



## Überlappendes Gel

Diese einzigartige Technologie minimiert das Risiko von Verbrennungen weil

- Der Strom besser verteilt wird
- Kein Zinn freiliegt
- Es keinen Überschlag gibt
- Der « Edge Effect » minmiert wird

## Klare Gebrauchsanweisung


Die Anweisung zum richtigen Gebrauch sind übersichtlich in zwei Farben (grün und schwarz) aufgedruckt

## Haltbarkeit

30 Monate

## Schnell und einfach

Die komfortable Abziehilfe erleichtert das schnelle und einfache Aufkleben und Abziehen der Elektroden



Code	DF20NC	DF27N	DF28NC	DF59NC	DF82I	DF01
Artikelnummer	<b>0411316.002</b>	<b>0411319.001</b>	<b>0411320.002</b>	<b>0411329.003</b>	<b>0411330.003</b>	<b>0411315.002</b>
Kompatibilität zu	Lifepak 9, Lifepak 10, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 500, Lifepak 1000	Heartstart FR2, Heartstart FR2(+), Heartstart FR3, Forerunner, Heartstart MRx, Heartstart XL, Heartstart XL+	Zoll E Series Zoll M Series, Zoll R Series, Zoll PD 1200, Zoll PD 1400, Zoll PD 1600, Zoll PD 1700, Zoll PD 2000	Zoll M Serie Zoll E Serie Zoll R Serie Zoll AED PLUS Zoll AED PRO	PowerHeart AED G3 G3 pro G3 plus	Defibrillations PAD für Paddels
Verpackung	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton	1 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton

Alle Skintact Easibeat Multifunktionelle Defibrillations-Elektroden entsprechen dem ANSI/AAMI Standard DF80:2003 für Defibrillation.  
Weitere Kompatibilitäten (Stecker) auf Anfrage