



DIAGRAMMA

Diagramma AG
Manufacturer of medical and
industrial supplies

Zürcherstrasse 152
CH-8953 Dietikon / Switzerland

Phone +41 44 745 68 68

Fax +41 44 774 20 61

info@diagramma.com

www.diagramma.com



Hygienepapiere

Liegebettdeckungen Sterilisierpapiere

Papier d'hygiene

Draps d'examens en rouleaux – Papier stérilisation

Carta d'igiene

Lenzuolino medico - Carte di sterilizzazione

Liegenabdeckungen

Draps d'examens en rouleaux

Lenzuolino medico

Qualitäten/ Qualité / Qualità

- reine Zellulose, weiss (PE Laminiert)
- cellulose blanc (PE Laminé)
- Pura cellulosa, bianco (PE laminato)

Breiten / Largeur / Larghezza

39 – 44 – 50 – 59 cm

Längen / Longueurs / Lunghezza

46 - 50 m

Innenkern / Diamètre intérieur / Diametro interno

40 mm


Querperforationen / Prédécoupes tous les

Perforazione orizzontale

38 cm

Verpackungen / Emballage / Imballaggio

6 – 9 – Rollen / rouleaux / rotoli





Reiner Zellstoff, Mikrogeprägt verleimt 2 x 17 gm² micro frappé 2-pli microcollata 2 veli

Artikelnummer Numéro d'article numero d'articolo	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueurs Lunghezza	Einheit Unité Unità	Palette Palet Paletta
0504046.009	39 cm	46 m	9 Rollen	270 Rollen
0505046.009	49 cm	46 m	9 Rollen	270 Rollen
0505546.009	54 cm	46 m	9 Rollen	216 Rollen
0506046.009	59 cm	46 m	9 Rollen	162 Rollen

weiss, 1-Lagig mit PE laminiert blanc, 1-pli avec PE Laminé bianco, 1 velo con laminato PE

Artikelnummer Numéro d'article numero d'articolo	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueurs Lunghezza	Einheit Unité Unità	Palette Palet Paletta
0503950.006	39 cm	50 m	6 Rollen	360 Rollen
0545050.006	49 cm	50 m	6 Rollen	288 Rollen
0546050.006	59 cm	50 m	6 Rollen	216 Rollen



Halterung für Bettlagenrollen Porte-Draps medical Portalenzuolino Medico

Technische Daten

Material	Chromstahl
Dimension	670 mm / Ø 25 mm
Kapazität	Rollen bis max. 620 mm
Inbegriffen	2 Halterungen
Artikelnr.	0500360.001

Descrizione Tecnica

Materiale:	Acciaio cromato
Dimensioni	670 mm / Ø 25 mm
Capacità	Rotolo max. mm 620
Dotazione	2 staffe reggi lenzuolino
No. d'articolo	0500360.001

Données techniques

Matériel	Acier de chrome
Dimension	670 mm / Ø 25 mm
Capacité	Rouleaux à max. 620 mm
Inclus	2 Appuis
No. d'article	0500360.001