



Zubehör für die Hochfrequenz-Chirurgie

Skintact Neutralelektroden




Das einzigartige Gel der SKINTACT Cool Contact Neutralelektroden passt sich perfekt den Körperkonturen an. Dies wiederum führt zu maximaler Sicherheit. Ein zuverlässig klebender, den elektrisch aktiven Teil überlappender Rahmen sorgt für zusätzlichen Schutz, falls die Neutralelektrode unabsichtlichem Zug ausgesetzt wird oder mit Desinfektionsflüssigkeit in Kontakt kommt. Cool Contact Neutralelektroden sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, nämlich für Erwachsene und Kinder,

geteilt und ungeteilt oder mit oder ohne fix montiertem Kabel. Sie sind mit allen wesentlichen Generatoren am Markt kompatibel und entsprechen allen Standards für die Elektrochirurgie. Wir garantieren Ihnen mit unseren Produkten Sicherheit für Sie und Ihre Patienten. Unsere Cool Contact Neutralelektroden werden durch ein Programm dauerhafter Neutralelektroden-Kabel und Adapter ergänzt.

- Die runde Gestaltung verteilt den HF-Strom effizienter und erzielt dadurch eine Verringerung der Elektrodenerwärmung während des Gebrauchs
- Neuartige Handhabungshilfe ermöglicht das einfache Ablösen der Neutral-Elektrode von ihrer Abdeckung ohne Gel oder Aluminium zu beschädigen
- Das überlappende Gel vermindert das Risiko von Verbrennungen, da keine Aluminiumkanten mehr bloss liegen
- Das weiche Hydrogel ist hautfreundlich und verbessert den elektrischen Kontakt zwischen Patienten und

- Neutralelektrode
- Anwenderfreundlich – vereinfachte Rückverfolgbarkeit durch ablösbare Etiketten für die Patientenakte
 - Universell – Bei Kindern und Erwachsenen anwendbar
Integrierte Abziehhilfe erleichtert das Entfernen vom Patienten nach der Anwendung



Bezeichnung	RO-21	WR-21	RS-06	RS-26	RS-27
Artikelnummer	0472221.005	0472021.005	0471006.001	0471026.001	0471027.001
Typ	universal /geteilt	universal / geteilt	Kinder ungeteilt	Kinder geteilt	Erwachsene geteilt
Kontaktfläche	104 cm ²	90 cm ²	76 cm ²	68 cm ²	131 cm ²
Träger	Schaumstoff	Textiles Pflaster	Schaumstoff	68 cm ²	131 cm ²
Verpackungseinheit	5 pro Beutel 20 Beutel / Schachtel	5 pro Beutel 20 Beutel / Schachtel	5 pro Beutel 10 Beutel / Schachtel	1/Beutel 50 Beutel / Schachtel	5 pro Beutel 10 Beutel / Schachtel

Alle SKINTACT ESU-Produkte entsprechen dem ANSI/AAMI Standard HF18:2001 und EN 60601-2-2 für Elektrochirurgische Geräte, der Europäischen Medizinprodukt-richtlinie, und - soweit anwendbar - der ISO 10993 für Biokompatibilität.

Wiederverwendbare Neutralelektrodenkabel und Adapter



Bezeichnung	NEK-300A	NEK-300B	NEK-300D	NEK-300E	NEK-300G	NEK-300H
Artikelnr. 3m	0471930.003	0471930.002	0471930.001			
Artikelnr. 5 m	0471950.003			0471950.004		0471930.163
Anschluss	REM™ Kompatibel (Valleylab)	NON-REM™ (Valleylab)	6.3 mm jack (standard)	4mm Bananenstecker	2 Pin verstellbar (Eschmann)	6.3 mm Stecker (Erbe)


Aktivelektroden für die Elektrochirurgie

Die Aktivelektroden werden aus besten Materialien in Europa hergestellt. Der universelle Steckkontakt passt in alle Handgriffe. Das Sechseckprofil verhindert die Drehung der Aktivelektrode. Wir führen eine breite Palette an verschiedenen Größen und Formen.

- Alle Aktivelektroden haben ein Sechseckprofil, das eine Drehung während des Gebrauchs verhindert.
- Der Grossteil der Aktivelektroden ist durch Umspritzung isoliert, was ebenso ein Höchstmass an Sicherheit während des Gebrauchs garantiert.
- Der Einsatz von sterilen Einmalartikeln schließt Querinfektionen aus.
- Bestimmte Aktivelektroden gibt es auch in beschichteter Ausführung, für die Sie keinen Reinigungsschwamm benötigen.
- Alle Aktivelektroden sind in Kartons zu 24 Stück verpackt.
- Einfach zu öffnende Sterilverpackungen.




Artikelnummer	0474100.001	0474100.002	0474100.003	0474100.004
Bezeichnung	F4046	F4046/TEF	F4050	F4050/TEF
Typ	Klinge Standard	Klinge Standard	Klinge verlängert	Klinge verlängert
Beschichtung	nein	ja	nein	ja
Länge	70 mm	70 mm	150 mm	150 mm



Artikelnummer	0474100.010	0474100.012	0474100.015
Bezeichnung	F4048	F4052	F4048/S
Typ	Nadel Standard	Nadel verlängert	Nadel Standard, Isolation 63 mm
Länge	70 mm	150 mm	70 mm



Artikelnummer	0474100.020	0474100.024	0474100.025
Bezeichnung	F4044	F4044	AE-20
Typ	Kugel Standard 4 mm	Kugel 4 mm verlängert	Kugel verlängert 3 mm
Länge	70 mm	150 mm	150 mm



Artikelnummer	0474100.031	0474100.032	0474100.040
Bezeichnung	F4623	F4624	AE-16
Typ	Schlaufe 10 x 10 mm	Schlaufe 15 x 10 mm	umgek.Schlaufe 23 x 13 mm
Länge	130 mm	130 mm	130 mm




Artikelnummer	0473001.003
Bezeichnung	F4797
Beschrieb	steriler Elektrodenhandgriff mit Fingerschaltung und Standard-elektrode, 3 m Kabel
Anschluss	3 x 4 mm
Verpackung	50 x 1/ Karton




Artikelnummer	0475001.001
Bezeichnung	TC-1001
Beschrieb	sterilier Reinigungsschwamm für Aktivelektroden
Verpackung	50 Stk. / Karton

Aus unserem Lieferprogramm




- EKG Papier**
- aus eigener Produktion
 - Faltbücher oder Rollen
 - Standard oder Archivqualität

- CTG Papier**
- aus eigener Produktion
 - Faltbücher oder Rollen
 - Blattnummerierung



- EKG Elektroden SKINTACT**
- für sämtliche EKG Anwendungen
 - für alle Anschlussmöglichkeiten
 - Low-Cost Version mit 6er-Karte

- EKG Zubehör**
- Gel & Spray
 - Adapter
 - Pasten



- SKINTACT Neutralelektroden**
für Hochfrequenzchirurgie (ESU)
- bipolar und monopolar
 - universal oder Körperspezifisch

- Aktivelektroden**
- diverse Aufsätze (Nadeln, Kugeln etc.)
 - Handgriffe und Halterungen
 - Reinigungsschwämme




- Videoprinterpapier**
- Farbe oder Monochrom
 - SONY und Mitsubishi
 - Diverse andere Papiere

- Ultraschallgel & Zubehör**
- Produktreihe von PARKER
 - Skintact Ultraschallgel
 - Diverses Zubehör



- Medikationsetiketten**
- Spritzenetiketten
 - Perfusoretiketten
 - Praxikett Designer®

- Einweg Kopfhörer**
- Kunstlederbeschichtet
 - 2 m Kabel rechts abgehend
 - schwenkbare Hörer



- Etiketten und Zubehör**
- Thermotransfer / -Direkt
 - Thermotransferfolien
 - Format-Etiketten

- Printerrollen**
- Normal- / Thermopapier
 - Rollen oder Faltbücher

